

## M<sup>o</sup>Drain<sup>®</sup> Catéter de Centesis

El catéter de centesis **M<sup>o</sup>Drain<sup>®</sup> Centesis Catheter** es un catéter sobre una aguja, diseñado para la aspiración de fluidos en pequeños abscesos, y drenajes de corta duración.

El drenaje se consigue pinchando en la cavidad del cuerpo u órgano con una aguja hueca y aspirando el contenido con una jeringa o en un envase de recogida apropiado.

### Características:

- El tubo del catéter es radiopaco y resistente al acodamiento
- 2 grandes orificios ovalados laterales evitando la obstrucción
- Suave transición entre aguja y catéter
- Catéter recubierto de silicona para fácil inserción
- Aguja ultra afilada y ecogénica para visibilidad con ultrasonidos
- Cono de la aguja transparente para confirmación visual
- Tapón poroso que permite salir aire del catéter durante la inserción y protege de la salida de fluidos contaminados



Catéter / Ensamblado con aguja



Catéter



Aguja hueca

### M<sup>o</sup>Drain<sup>®</sup> Catéter de Centesis

N <sup>o</sup> Ref.	Tamaño	Cant./Caja
D40104007	4F x 7 CM Centesis Catheter	10
D40104010	4F x 10 CM Centesis Catheter	10
D40104015	4F x 15 CM Centesis Catheter	10
D40105007	5F x 7 CM Centesis Catheter	10
D40105010	5F x 10 CM Centesis Catheter	10
D40105015	5F x 15 CM Centesis Catheter	10
D40105020	5F x 20 CM Centesis Catheter	10