

## M<sup>o</sup>Drain<sup>®</sup> Set Introdutor Percutáneo – Revestimiento Hidrofílico


Los **Sets Introdutores Percutáneos M<sup>o</sup>Drain<sup>®</sup>** se usan para accesos percutáneos con una sola punción para colocar la guía y el catéter de forma fácil y rápida en procedimientos no vasculares.

El excelente diseño de la punta en el dilatador de 4F y vaina de 6F proporciona el posicionamiento de guías de hasta .038" de forma suave y atraumática.

El sistema introdutor coaxial con revestimiento hidrofílico incorpora aguja de 21G x 15 cm trocar o chiba que minimiza el traumatismo del tejido.

La aguja tiene marcas centimetradas y punta ecogénica que aumenta la visibilidad.

Los sets incluyen guía 60 cm en nitinol o acero inoxidable con punta curvada de tungsteno con marcas doradas.



### Características:

- Excelente diseño de la punta en sistema de catéter coaxial
- Suave transición entre el dilatador de 4F y la vaina de 6F
- Marcadores Rayos-X integrados para aumentar la visualización
- Marcas centimetradas en la aguja para un preciso posicionamiento

### M<sup>o</sup>Drain<sup>®</sup> Revestimiento hidrofílico - Set Introdutor

N <sup>o</sup> Ref.	Tamaño	Contenido	Cant./Caja
DS2010100	6F x 20 CM Set Introdutor Percutáneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introdutor Coaxial</li> <li>• Guía de .018" de acero inoxidable con punta curvada, flexible y con marcas radiopacas doradas (60 cm)</li> <li>• Aguja de 21Ga x 15 cm Trocar, Ecogénica</li> </ul>	5
DS2010200	6F x 20 CM Set Introdutor Percutáneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introdutor Coaxial</li> <li>• Guía de .018" de nitinol con punta curvada, flexible y con marcas radiopacas doradas (60 cm)</li> <li>• Aguja de 21Ga x 15 cm Trocar, Ecogénica</li> </ul>	5
DS2010300	6F x 20 CM Set Introdutor Percutáneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introdutor Coaxial</li> <li>• Guía de .018" de acero inoxidable con punta curvada, flexible y con marcas radiopacas doradas (60 cm)</li> <li>• Aguja de 21Ga x 15 cm Chiba, Ecogénica</li> </ul>	5
DS2010400	6F x 20 CM Set Introdutor Percutáneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilatador 4F / Vaina 6F x 20 cm Introdutor Coaxial</li> <li>• Guía de .018" de nitinol con punta curvada, flexible y con marcas radiopacas doradas (60 cm)</li> <li>• Aguja de 21Ga x 15 cm Chiba, Ecogénica</li> </ul>	5

DS-2-15 ES Version 3