


M'Biopsy® Dispositivo de Biopsia Semi-Automático

La aguja de biopsia Seimiautomática **M'Biopsy®**, con sistema de corte o guillotina es un instrumento de biopsia semiautomático muy ligero, desechable y ajustable.


Se ofrece de forma opcional, aguja coaxial compatible "sure-fit", envasadas individualmente (N302) o como parte de un set con la Aguja de Biopsia Semiautomática compatible **M'Biopsy®** (NS301)

Características:


- **Cánula muy afilada** para la inserción y penetración percutánea sin dolor.
- **Marcas centimetradas** para control de penetración óptima.
- Diseño **"sure-fit"** (ajuste seguro)
- **Indicador de cantidad de muestra** en el mango para fácil identificación.
- **Código de color** para identificar fácilmente el tamaño.
- **Longitud de muestra ajustable** (exponiendo o 20 mm o 10 mm), proporcionando flexibilidad clínica.
- **Punta de la cánula ecogénica** para el correcto posicionamiento bajo guía ecográfica.



Muesca para la muestra totalmente expuesta



Muesca para la muestra cerrada



Introduccion coaxial junto con el instrumento de biopsia



Matriz completa en página 2

M•Biopsy® Dispositivo de Biopsia Semi-Automático



M•Biopsy®			
Dispositivo de biopsia semi-automático			
NºRef.	Gauge	Longitud	Caja
N30114006	14	6 CM	10
N30114008	14	8 CM	10
N30114010	14	10 CM	10
N30114012	14	12 CM	10
N30114016	14	16 CM	10
N30114020	14	20 CM	10
N30114025	14	25 CM	10
N30116006	16	6 CM	10
N30116008	16	8 CM	10
N30116010	16	10 CM	10
N30116012	16	12 CM	10
N30116016	16	16 CM	10
N30116020	16	20 CM	10
N30116025	16	25 CM	10
N30118006	18	6 CM	10
N30118008	18	8 CM	10
N30118010	18	10 CM	10
N30118012	18	12 CM	10
N30118016	18	16 CM	10
N30118020	18	20 CM	10
N30118025	18	25 CM	10
N30118030	18	30 CM	10
N30120006	20	6 CM	10
N30120008	20	8 CM	10
N30120010	20	10 CM	10
N30120012	20	12 CM	10
N30120016	20	16 CM	10
N30120020	20	20 CM	10

M•Biopsy®			
Aguja Coaxial para Instrumento de Biopsia Semi-Automática			
NºRef.	Gauge	Longitud	Caja
N30214008	13	3.2 CM	10
N30214010	13	5.2 CM	10
N30214016	13	11.2 CM	10
N30214020	13	15.2 CM	10
N30216008	15	3.2 CM	10
N30216010	15	5.2 CM	10
N30216016	15	11.2 CM	10
N30216020	15	15.2 CM	10
N30218008	17	3.2 CM	10
N30218010	17	5.2 CM	10
N30218012	17	7.2 CM	10
N30218016	17	11.2 CM	10
N30218020	17	15.2 CM	10
N30220008	19	3.2 CM	10
N30220010	19	5.2 CM	10
N30220012	19	7.2 CM	10
N30220016	19	11.2 CM	10
N30220020	19	15.2 CM	10

M•Biopsy®			
Set de Dispositivo de Biopsia Semi-Automática y Aguja Coaxial			
NºRef.	Gauge	Longitud	Caja
NS3011410	14	10 CM	10
NS3011416	14	16 CM	10
NS3011420	14	20 CM	10
NS3011610	16	10 CM	10
NS3011616	16	16 CM	10
NS3011620	16	20 CM	10
NS3011810	18	10 CM	10
NS3011816	18	16 CM	10
NS3011820	18	20 CM	10
NS3012010	20	10 CM	10
NS3012016	20	16 CM	10
NS3012020	20	20 CM	10

DS-7-18 ES Version 2



CONTACTO/ PEDIDOS: Mermaid Medical Iberia S.L. · Plaza de Grecia 1, Local 19 · 45005 Toledo · www.mermaidmedical.com · customer@mermaidmedical.es

Denmark P +45 47 10 85 70 F +45 47 10 85 71 customer@mermaidmedical.com	Sweden P +46 31 755 41 28 F +46 31 755 45 99 customer@mermaidmedical.com	Finland P +358 923 113238 F +358 923 113239 customer@mermaidmedical.com	Norway/Iceland P +47 21 53 88 94 F +47 21 53 88 95 customer@mermaidmedical.com	United Kingdom P +44(0)1704 560493 F +44(0)1704 551182 customer@mermaidmedical.com	Spain P +34 925 717 378 F +34 925 049 112 customer@mermaidmedical.es	Netherlands P +31 314 63 2070 F +31 314 63 1685 info@mermaidmedical.nl	Germany P +49 40 8518665-0 F +49 40 8518665-1 info@mermaidmedical.de
--	---	--	---	---	--	--	--